



スピッツ

透明性にすぐれたアクリル製のスピッツです。キャップの形式や材質も選べます。

※未滅菌・滅菌済み（EOG滅菌）の両方がございます。
各タイプ1,000本入りです。

素材	ケース販売 
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-04121

商品	標準小売価格	入数
11-D EOG滅菌済（1000コ） 品番：04132 主な仕様： 呼称：11-D EOG滅菌済（1000コ）/目盛（mL）：2.5・5・10/キャップ：ねじ蓋/外径×全長（mm）：16φ×100/材質：MA	41,200円	1C/S