



エコプラスチック試験管

コストメリット抜群なディスポタイプのプラスチック試験管。リム付き。PP製でオートクレーブ可能です。

※適合するキャップは、12φ用が26471に、17φ用は26472と26473になります。

※コード26471～26473の呼称はそれぞれの外形寸法（外径φ×全長）を表しています。

素材	ケース販売 
カタログページ番号	278
商品グループ番号	G-26471

商品	標準小売価格	入数
12φキャップ (1000個) 品番：26474 主な仕様：呼称：12φキャップ (1000個) / 容量 (mL) : 12φ用/入数 (本) : 1000	5,180円	1組