



パストゥールピペット 1型

ピペット容量は約**0.2ml**で、**0.03ml**の滴下が可能。滅菌済みもあります。

※目盛：なし

※管径×全長（mm）：2.5φ×150

素材	ケース販売 
カタログページ番号	276
商品グループ番号	G-09820

商品	標準小売価格	入数
PP-1S EOG滅菌（20本×50） 品番：09820 主な仕様：呼称：PP-1S EOG滅菌（20本×50）/滅菌：EOG/組数（本）：20本×50袋	22,700円	1C/S