## PIA.com



## パスツールピペット**1**型

ピペット容量は約**0.2ml**で、**0.03ml**の滴下が可能。滅菌済 みもあります。

※目盛:なし

\*管径×全長 (mm) : 2.5φ×150

素材	ケース販売 <b>LOPE</b>
カタログページ番号	276
商品グループ番号	G-09820

商品	標準小売価格	入数
PP-1N(500本)		
品番:09821 主な仕様:呼称:PP-1N(500本)/滅菌:なし/組数(本):500	5,800円	1組