




パストゥールピペット2型

ピペット容量は約**1.05ml**で、**0.03ml**の滴下が可能。滅菌済みもあります。

※目盛単位：0.25ml（1mlまで）

※管径×全長（mm）：5φ×150

素材	ケース販売 
カタログページ番号	276
商品グループ番号	G-09822

商品	標準小売価格	入数
PP-2N（500本） 品番：09823 主な仕様：呼称：PP-2N（500本）/滅菌：なし/滅菌組数（本）：500	5,400円	1組