



凍結粉碎器（パルバライザー）

簡易凍結粉碎に便利な凍結粉碎機。臓器、細胞、菌体の粉碎や酸素や、核酸、たんぱく質等の抽出におすすめです。

※本体寸法：φ40×120H

※ディープフリーザーを利用の際、アルミホイル等に包んでおくと作業がスムーズに行えます。

素材	SUS
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-13301

商品	標準小売価格	入数
PR 品番：13301 主な仕様：呼称：PR/粉碎部サイズ（mm）：φ30mm	62,400円	1台