



ホモジナイゼーション用ペッスル

細胞や組織のホモジナイズや、溶液中の**DNA**ペレットやタンパク質などの沈殿物の再懸濁に適したペッスルです。

※10本ずつのセットで、ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレットの各2本入り

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-13754

商品	標準小売価格	入数
0.5mL用 入数10本 品番：13754 主な仕様：呼称：0.5mL用 入数10本/カラー：アソート/入数：10本	1,700円	1組