




顕微鏡レンズ用ホルダー

オリンパス社の生物顕微鏡をベースに設計した顕微鏡レンズ用ホルダーです。

※対物・撮影レンズ用は、2段棚になっています。下段（13mm H）は支持用です。

※外寸法：130×94×43mm H

素材	
カタログページ番号	163
商品グループ番号	G-02543

商品	標準小売価格	入数
接眼レンズ用 品番：02543 主な仕様：呼称：接眼レンズ用/掛け数（本）：4/穴径（mm）：32φ	5,600円	1個