



クリーンパックサンプラ（R）PFA広口 ボトル（中栓なし）

純水洗浄でパーティクルを除去した中栓なし広口ボトル。クリーンルームでの使用に最適です。

※表示価格は組数単位での価格になります。

※組数単位で2重パックしています。

素材	PFA class100
カタログページ番号	169
商品グループ番号	G-18124

商品	標準小売価格	入数
250mL（5本） 品番：18126 主な仕様：呼称：250mL（5本）/組数（本）：5	31,000円	1組