



クリーンパック サンプラ (R) PFA細口洗淨瓶

オールPFA製の細口メタルフリー洗淨瓶をパーティクル除去した上でクリーンパックしました。

※標準小売価格は組数単位の価格になります。

素材	class100 PFA
カタログページ番号	171
商品グループ番号	G-18137



オートクレーブや乾熱滅菌が可能です。

一部に洗浄剤の残留が確認された場合、その洗浄剤の残留を除去するために、PFA製の洗淨瓶(容量250ml)で、オートクレーブ(温度200℃)で、乾燥処理を行います。

クリーンパック

商品	標準小売価格	入数
500mL (2本) 品番：18139 主な仕様：呼称：500mL (2本) /組数 (本)：2	18,300円	1組