


## ガラスボトムディッシュ

底面の開口部にスライドガラスでカバー。培養しながらの蛍光顕微鏡観察に便利な細胞培養シャーレです。

※表示価格は入数単位の価格になります。

素材	滅菌 Y線 PS GLASS
カタログページ番号	117
商品グループ番号	G-25134

商品	標準小売価格	入数
<p><b>35φ ホール径14mm・ノンコート</b></p> <p>品番：25134</p> <p>主な仕様：</p> <p>呼称：35φ ホール径14mm・ノンコート/ホール径：14mmφ/プレコート：ノンコート/カバー：No.1Sガラス/入数（枚）：10</p>   <p>コード25134で培養したラット肝細胞のプラズマリン・カルチャー。ローズミン125で蛍光コリリアを蛍光染色。</p> <p>【提供施設】 大阪大学大学院薬学研究所 分子薬理学室 生体機能分子化学分室 八木隆二教授</p>	3,400円	1組