


ガラスボトムディッシュ

底面の開口部にスライドガラスでカバー。培養しながらの蛍光顕微鏡観察に便利な細胞培養シャーレです。

※表示価格は入数単位の価格になります。

素材	
カタログページ番号	117
商品グループ番号	G-25134

商品	標準小売価格	入数
35φ ホール径14mm・PLLコート 品番：25136 主な仕様： 呼称：35φ ホール径14mm・PLLコート/ホール径：14mmφ/プレコート：ポリ-L-リジン/カバー：No.1Sガラス/入数（枚）：10   コード25136で培養したラット肝細胞のプラズマ膜にカルセイン・ローダミン123でミトコンドリアを蛍光染色。 【特許取得済材料】 大阪大学大学院医学研究科 分子薬理学専攻 生物機能分子科学科 八木清に特許	4,200円	1組