



容量	口径	高さ	重さ
100mL	φ50	70	100g
200mL	φ60	80	150g
500mL	φ80	110	350g
1L	φ100	140	700g
2L	φ120	180	1400g

サンプラ (R) Grand PFA手付ビーカー

耐薬品性・耐熱性に優れた、メタルフリーのフッ素樹脂製ビーカー。溶液や試料が付着しにくく、取手付きで便利。マグネチックスターラーでの攪拌も可能。

※高度分析や半導体業界へのご使用には、クリーンパックや溶出金属量を最小限に抑えた高レベルの酸洗浄も行なえます。お引き合い下さい。

素材	PFA
カタログページ番号	175
商品グループ番号	G-11110

商品	標準小売価格	入数
500mL 品番：11112 主な仕様：呼称：500mL/目盛（mL）：50	16,000円	1個