





## マルチウェル ガラスボトムディッシュ

4つの独立ウェルで同一環境で異なる検体を培養・観察することができます。


※表示価格は入数単位の価格になります。




Venusで標識された  
カプシドタンパク質の検出



ECFPで標識されたエンベ  
ローフタンパク質の検出



mRFP1で標識された  
テグメントタンパク質の検出



感染Vero細胞の微分  
干渉像

素材	GLASS 4~5日 
カタログページ番号	117
商品グループ番号	G-25137

商品	標準小売価格	入数
<b>ホール径9.5mmφ (20)</b> 品番：25137 主な仕様：ホール径：9.5mmφ/カバー：No.1 S/入数（枚）：20/規格：ホール径9.5mmφ (20)	24,500円	1組