



## チェックバルブ (PTFE)

バルブ本体がテフロン(R)製で、耐薬品性にすぐれます。薬液・溶液バイオ・ケミカル業界、半導体関連プロセスライン向けに最適です。

※流体は製品に表示の矢印の方向に流します。

|           |             |
|-----------|-------------|
| 素材        | PTFE その他の材質 |
| カタログページ番号 | 184         |
| 商品グループ番号  | G-21406     |

| 商品                                                                                                    | 標準小売価格  | 入数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>NCV-TE-Rc1/4</b><br><br>品番：21407<br>主な仕様：呼称：NCV-TE-Rc1/4/接続（T）：Rc1/4/L（mm）：56/D（mm）：28/H（mm）：二面幅25 | 16,000円 | 1個 |