



PTFE丸底試験管

耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れ、オートクレーブ可能なフッ素樹脂製の丸底試験管です。

| | |
|-----------|---------|
| 素材 | PTFE |
| カタログページ番号 | 192 |
| 商品グループ番号 | G-04934 |

| 商品 | 標準小売価格 | 入数 |
|---|--------|----|
| 17mL 品番：04935 主な仕様：呼称：17mL/全長（mm）：100/胴径（mm）：18φ | 4,380円 | 1本 |