



サンプラ（R）PFA試験管

耐薬品性・耐熱性・耐寒性に優れ、試料が付着しにくい半透明のフッ素樹脂製試験管です。

※呼称は容量（ml）を表わしています。

| | |
|-----------|---------|
| 素材 | PFA |
| カタログページ番号 | 193 |
| 商品グループ番号 | G-08553 |

| 商品 | 標準小売価格 | 入数 |
|--|--------|----|
| 60mL 品番：08559 主な仕様：呼称：60mL/内径（mm）：20φ/外径（mm）：22φ/全長（mm）：230 | 5,220円 | 1本 |