




PFAポット

粉体や粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適なフッ素樹脂（テフロン）容器。メタルフリーで耐熱、耐薬品性にも優れ各種分析試料の保存に最適です。

※各寸法は参考値となります。

※フタと本体は別売りです。

※目盛は付いていません。

素材	4～5日 PFA
カタログページ番号	178
商品グループ番号	G-15407

商品	標準小売価格	入数
4D本体 品番：15410 主な仕様：呼称：4D本体/容量：1.5L/サイズ（mm）：φ134×126H	26,100円	1個