



ノンポラスパッケージテスター

アルミやプラスチックフィルムにより真空包装の完全密封の成否を、試験、検査するのに便利な検査機です。正確な圧力調整とタイマーによる繰り返しのテストが可能。

※セット明細：コントロールボックス、アタッチメント（2ヶ）、外径6φナイロンパイプ（2m×1本）

※本製品にはチャンバー1型~3型は含まれません。ご了承ください。

素材	
カタログページ番号	073
商品グループ番号	G-00182

商品	標準小売価格	入数
コントロールボックス 品番：00182 主な仕様：呼称：コントロールボックス/仕様：AC100V・50/60Hz	125,000円	1台