



品名	VSC-1000 (ユニット付)
型番	06904
重量	約 150kg
寸法	約 1000mm x 1000mm x 1000mm

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 100W
圧力範囲	約 0.1 Torr (13.3 Pa) ~ 1 Torr (133 Pa)
真空度	約 0.1 Torr (13.3 Pa)



真空グローブボックスVSC-1000型

透明アクリル製で視認性抜群なキングサイズのグローブボックス。ユニットボタンで簡単安全なガス置換可能。大型機器の出し入れも容易な扉付き。

※オプションで庫内テーブルタップを取付け致します。

素材	
カタログページ番号	027
商品グループ番号	G-06904

商品	標準小売価格	入数
VSC-1000 (ユニット付き) 品番：06904 主な仕様：呼称：VSC-1000 (ユニット付き)	1,721,000円	1台