



## ガス置換グローブボックス ジャンボ

本体の横幅**1200mm**の広い作業スペース。オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックスです。

※付属品：手袋**2**双、ニードルバルブ**4**ヶ、真空ゲージ**1**ヶ  
(パスボックス)

※重量：**48** k g

※本体扉開口寸法：**1080×270** (mm)



素材	
カタログページ番号	031
商品グループ番号	G-28238

商品	標準小売価格	入数
<b>DX-IJJB</b> 品番：28238 主な仕様：呼称：DX-IJJB	720,000円	1台