



ガス置換用グローブボックス

オールアクリル製で視認性抜群のパージ式ガス置換グローブボックス。パスボックスは真空環境対応。

- ※付属品：手袋1双、ニードルバルブ4ヶ、真空ゲージ1ヶ（パスボックス）
- ※パスボックス耐圧：減圧－0.1MPa（本体は減圧不可）
- ※規格外寸法品も製作致します。お引合い下さい。
- ※重量：約39kg
- ※本体扉開口寸法：680×270（mm）

素材	
カタログページ番号	031
商品グループ番号	G-06591

商品	標準小売価格	入数
DX-II 品番：06591 主な仕様：呼称：DX-II	585,000円	1台