


無菌ボックス用部品

無菌ボックス用部品です。コンセント/手袋/灯/パッキン/**○**リング他

※部品の取付けは本体発注時にご指示下さい。

※部品の取付加工費については別途ご相談下さい。

※殺菌灯及び蛍光灯は球の交換式で取付け器具は共用出来ます。

素材	
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-00192

商品	標準小売価格	入数
本体用パッキン 品番：00194 主な仕様：呼称：本体用パッキン/仕様：ST-1型用	2,500円	1本