



トランスミッタとモニタ、センサーケーブルがセットになり、簡単に露点計測を開始できる製品。グローブボックス・チャンバー等の露点測定に最適。

※当社グローブボックス等への取付は別途ご相談下さい。

素材	
カタログページ番号	047
商品グループ番号	G-27154

商品	標準小売価格	入数
TK-100 測定範囲（°Cdp）-100～+20 品番：27154 主な仕様：呼称：TK-100 測定範囲（°Cdp）-100～+20 方式：静電容量式	375,000円	1台