



酸素濃度計オプション

安定度の高いセンサー内蔵型と分る型の酸素モニタ。チャンバーやグローブボックス、インキュベーター内の濃度測定が容易に可能です。

※出荷時単三乾電池4本付属（コード27910～27913）

素材	
カタログページ番号	048
商品グループ番号	G-27910

商品	標準小売価格	入数
分離型・JKO-25LJ3 単三乾電池 品番：27912 主な仕様：呼称：JKO-25LJ3 単三乾電池	88,500円	1個