



細胞培養フラスコ ピールオフタイプ

上面に着漏れのないプラスチック多層フィルムを採用し、片手で簡単に剥がせるので細胞回収が容易です。

※キャップはポリエチレン製です。

※オートクレーブ不可

素材	 ケース販売  
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-19244

商品	標準小売価格	入数
リクローザブルピールオフ (3コ×6) 品番：19245 主な仕様：呼称：リクローザブルピールオフタイプ/容量：200mL/入数：18個 (3個×6袋)	37,000円	1組