



2槽式流し台

耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。

- ※排水口：25Aホースニップル・排水ホース3m付
- ※規格外寸法のものについても、お引合い下さい。
- ※重量：N900型 約15kg、N1200型 約18kg

素材	
カタログページ番号	093
商品グループ番号	G-06501

商品	標準小売価格	入数
N900型 品番：06501 主な仕様：呼称：N900型/外寸法（mm）：900×480×900H	187,000円	1台