



薬品保管庫 P900

硬質塩ビ板（白）10mm製。バット状の底板で少量の薬品もれによる庫外流出なし。鍵付き扉で毒物・劇物の保管も安心です。

※重量：上段型 約50kg、下段 約70kg

※耐荷重：上段・下段とも約30kg（棚板及び底板の耐荷重は約10kg）

素材	
カタログページ番号	094
商品グループ番号	G-02457

商品	標準小売価格	入数
<p>P900型上段</p> <p>品番：02457</p> <p>主な仕様：呼称：P900型上段/外寸法（mm）：900×400× 900H/梱包数：2</p> 	176,000円	1台