



品名	容量	口径	全高	口径	全高	口径	全高
500mL	500	25	127	25	127	25	127
1L	1000	25	170	25	170	25	170
2L	2000	25	213	25	213	25	213

サンプラ (R) クリアー広口ボトル

クリアで透明性抜群の広口ボトル

- ※各寸法は参考値となります。
- ※全高はキャップを取り付けた状態のものになります。
- ※中栓なし
- ※フタ：PP
- ※本体：K-RESIN
- ※小売価格は1ヶの価格です。

素材	
カタログページ番号	214
商品グループ番号	G-02011

商品	標準小売価格	入数
<p>250mL</p> <p>品番：02014</p> <p>主な仕様：呼称：250mL/目盛（mL）：25/口径（φmm）：33/外径×全高（mm）：63φ×127/入数（参考）：100</p>	310円	1本