




サンプラ（R）フロロバリアPEボトル広口（フッ素化ポリエチレンボトル広口）

表面をフッ素化し、耐有機溶解性、ガスバリア性、耐薬品性を高めた広口ポリ容器。

※材質／本体・キャップ：高密度ポリエチレン（表面フッ素化処理）
中栓：低密度ポリエチレン（表面フッ素化処理）

※中栓付

※各寸法は参考値となります。



品名	容量	口径	高さ	重量
100ml	100ml	40mm	100mm	100g
250ml	250ml	50mm	120mm	250g
500ml	500ml	60mm	150mm	500g
1L	1L	70mm	180mm	1000g
2L	2L	80mm	220mm	2000g

素材	
カタログページ番号	222
商品グループ番号	G-20415

商品	標準小売価格	入数
3L ※ケース販売（30本入り） 品番：31272c 主な仕様：	165,000円	1箱