



サンプラ (R) フロロバリアPEタンク (廃液用タンク)

表面をフッ素化し、有機溶解、ガスバリア、耐薬品性を高めた廃液用広口タンク。

※中栓付

※各寸法は参考値となります。

性能試験結果

化学薬品の腐食、有機溶剤の溶解試験結果とF1Cに於いて耐腐蝕性を示していることを調査結果として示しています。F1Cに於いて耐腐蝕性を示していることを調査結果として示しています。F1Cに於いて耐腐蝕性を示していることを調査結果として示しています。

寸法

細口 (H: 345mm, W: 175mm, Ht: 435mm)

広口 (H: 345mm, W: 175mm, Ht: 435mm)

素材	
カタログページ番号	222
商品グループ番号	G-25500

商品	標準小売価格	入数
20L広口 品番：25500 主な仕様：呼称：20L 広口/口内径 (mm)：96φ/外寸法 (mm)：345×175×435H	17,600円	1本