



酸洗浄クイックボトル広口瓶

酸洗浄を施し、パーティクルや微量金属イオンを除去したメタルフリーなボトル容器。広口タイプ。

※組数単位で二重包装されています。

※表示価格は組数単位での価格となります。

※容器は中栓なしの仕様です。

※本体材質：PE、キャップ材質：PP

素材	
カタログページ番号	225
商品グループ番号	G-27954

商品	標準小売価格	入数
100mL (5本/組) 品番：27954 主な仕様：呼称：100mL (5本/組)	5,500円	1組