




ピュアボトル（クリーン容器）

クリーンルームで成形されたポリボトル容器。

※表示価格は入数単位での価格となります。

※バラ売りはできません。

※中栓付き（ただし、KY-636はパッキン式キャップ）

※KN-401、KM-331、KK-116-8：中栓別梱包

※KM-331、KK-116-8はUNマークを取得しています。

素材	class100 ケース販売 4～5日 
カタログページ番号	216
商品グループ番号	G-26593

商品	標準小売価格	入数
1L（50本入） 品番：26594 主な仕様：呼称：KY-636（50本入）/色：ナチュラル/容量：1L/入数：50	48,000円	1箱