



あふれま洗瓶TM (液垂防止弁付洗浄瓶)

保管時にオートガスベントの働きで自動的にガスが抜け、先端からの薬液垂れを防止。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心です。ご要望を多くいただきました1Lサイズを新たにラインナップしました！サービスパック(6本入り)もあります。

※本体・キャップ：LDPE、ボール：PP、とんがりキャップ：PE

ノズル・先端ノズル・ボール受け：HDPE

※商品は個装されています。

素材	
カタログページ番号	230
商品グループ番号	G-27023

商品	標準小売価格	入数
250mL (広口) 品番：27023 主な仕様：呼称：250mL (広口)	530円	1本