



シール容器（丸型）

サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のシール容器です。

※表示価格は入数単位での価格となります。

※バラ売りはできません。

※シール容器はキズがつきやすいため、返品・取替えはご容赦願います。

※外寸法は蓋を含めた最大寸法です。

素材	4～5日 ケース販売 
カタログページ番号	241
商品グループ番号	G-02230

商品	標準小売価格	入数
130丸-2（6コ） 品番：02240 主な仕様：呼称：130丸-2（6コ）/外径×口内径×セット全高（mm）：143φ×128φ×56/容量（mL）：700/入数：6	1,700円	1組