




ポリマーシェルバイアル 8φ×40mm H

イオンクロマトグラフィー以外にも、サンプル保存等に利用できます。

※キャップは別売りです。

※表示価格は入数単位の価格になります。

※ご注文はケース単位でお願い致します。バラ売りはできません。

素材	ケース販売 
カタログページ番号	242
商品グループ番号	G-16933

商品	標準小売価格	入数
1.0mL PPバイアル 乳白色（100個） 品番：16933 主な仕様：呼称：1.0mL PPバイアル 乳白色（100個）/仕様：1.0mL PPバイアル/色：乳白色/形状：平底/入数（個）：100	2,610円	1組