




ポリマーシェルバイアル 8φ×40mm H

イオンクロマトグラフィー以外にも、サンプル保存等に利用できます。

※キャップは別売りです。

※表示価格は入数単位の価格になります。

※ご注文はケース単位でお願い致します。バラ売りはできません。

素材	ケース販売 
カタログページ番号	242
商品グループ番号	G-16933

商品	標準小売価格	入数
0.7mL PPバイアル 乳白色（100個） 品番：16934 主な仕様：呼称：0.7mL PPバイアル 乳白色（100個）/仕様：0.7mL PPバイアル/色：乳白色/形状：円錐底/入数（個）：100	3,910円	1組