




サンプルカップIA・IIA

気密性が高く、最高品質のポリプロピレン樹脂を使用したバイアルです。キャップセプタムには針が通りやすい軟質ポリエチレンを採用しています。

※表示価格は入数単位の価格になります。

※ご注文はケース単位でお願い致します。バラ売りはできません。

素材	ケース販売 
カタログページ番号	243
商品グループ番号	G-16946

商品	標準小売価格	入数
0.2mL、C4503-97 品番：16946 主な仕様：呼称：C4503-97/仕様：サンプルカップIA（0.2mL）/入数：1000/規格：0.2mL（1000個）	59,000円	1組