



サンプラ (R) TPX (R) メスシリンダー

透明性・耐薬品性・耐熱性に優れたTPX(R)製のメスシリンダー

※表示価格は1本単位の価格になります。

※この製品は食品衛生法適合(令和2年厚生労働省告示第196号)原料を使用しています。

素材	
カタログページ番号	266
商品グループ番号	G-01011

商品	標準小売価格	入数
2L 品番：01019 主な仕様：呼称：2L/目盛（mL）：20/参考入数（本）：9	6,000円	1本