



オールプラスチックディスポシリンジ Mini-Bulk ルアーチップ型

ルアーチップ型でオールプラスチックのシリンジです。ゴムやシリコンオイル不使用で、溶出の心配なし。

※本品は医療器具ではありません。

素材	
カタログページ番号	283
商品グループ番号	G-28165

商品	標準小売価格	入数
1mL（100本） 品番：28165 主な仕様：呼称：1mL（100本）/容量（拡大容量）：1mL（ナシ）/入数（本）：100	3,700円	1組