



オールプラスチックディスポシリンジ Mini-Bulk ルアーチップ型

ルアーチップ型でオールプラスチックのシリンジです。ゴムやシリコンオイル不使用で、溶出の心配なし。

※本品は医療器具ではありません。

素材	
カタログページ番号	283
商品グループ番号	G-28165

商品	標準小売価格	入数
50mL（20本） 品番：28171 主な仕様：呼称：50mL（20本）/容量（拡大容量）：50mL（60mL）/入数（本）：20	7,900円	1組