



NEST遠沈管

コストメリットのある**15ml**と**50ml**のチューブ。フラットキャップでラベリングもしやすい。

※電子線滅菌済 ※パイロジェンフリー ※**DNase**／**RNase**フリー

※本体材質：**PP**、 キャップ材質：**PE**

※包装形態：バルク 底面形状：コニカル

※耐遠心強度：**15ml...RCF12000×g**

50ml...RCF12000×g

※外寸法（mm）：**15ml...17.7φ×118.9（H）**

50ml...27.9φ×114（H）

※口内径（mm）：**15ml...14φ、 50ml...26φ**

素材	滅菌電子線 ケース販売 PE PP
カタログページ番号	128
商品グループ番号	G-26523

商品	標準小売価格	入数
CT-15B（50本×10） 品番：26523 主な仕様：呼称：CT-15B（50本×10）/容量：15mL/入数（本）：500（50本/袋×10）	17,300円	1箱