



PESシリンジフィルター

親水性。高流量とタンパク低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒や水溶液に使用可能。クロマトグラフィーのろ過に。

※Non-pyrogenic,DNA-free

素材	ケース販売 その他の材質
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-26432

商品	標準小売価格	入数
PES030045 (100) 品番：26439 主な仕様：呼称：PES030045 (100) /サイズ (mm)：30/孔径 (μm)：0.45/入数 (個)：100	15,400円	1組