



防塵・防水型電子天びん

最少表示**1mg**、防塵・防水型の便利な電子天びんです。粉塵の舞う環境や水滴のつくサンプルの計量に最適。専用の計量皿を用いることで動物計量が可能です。

- 防塵・防水型電子天びん ※ACアダプタ付属
- 動物計量皿 ※開口部：φ150mm ※高さ：130mm

素材	OTHER
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-27843

商品	標準小売価格	入数
ひょう量：2220g・FX-2000iWP 品番：27847 主な仕様：呼称：FX-2000iWP	94,000円	1台