



## 遠心管

TPP社製の**13/15/50ml**遠沈管。ラベリングがしやすい側面とキャップ天面が便利です。

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 素材        | ケース販売    |
| カタログページ番号 | 128                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 商品グループ番号  | G-19219                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 商品                                                                          | 標準小売価格  | 入数 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <b>PP製・50mL自立</b><br><br>品番：19220<br>主な仕様：呼称：50mL 自立/材質：PP/入数：320本（20本×16袋） | 33,600円 | 1箱 |