



品名	デジタルタイマー
品番	AD-5708
メーカー	サンプレートック
カテゴリ	実験器具
価格	1,600円
在庫	あり
送料	送料別
保証	1年保証

デジタルタイマー

テンキータイプの簡易タイマー。カウントアップ、カウントダウン機能付き。

※付属品：電池（モニタ用）、取扱説明書

素材	OTHER
カタログページ番号	
商品グループ番号	G-27861

商品	標準小売価格	入数
AD-5708 品番：27861 主な仕様：呼称：AD-5708	1,600円	1個