




メタルフリー遠沈管

微量金属イオンの溶出が少ない**15ml**と**50ml**のチューブ。

※本体：ポリプロピレン製、キャップ：ポリエチレン製

※使用温度：－40℃～122℃

※DNase、RNase、エンドトキシンフリー

素材	
カタログページ番号	128
商品グループ番号	G-27397

商品	標準小売価格	入数
50mL 500本（50本/袋×10） 品番：27398 主な仕様：呼称：50mL 500本（50本/袋×10）	47,800円	1組